

Calligator

Speciaal glansspoelmiddel voor gebruik in DISCHER bedpanspoelers
Vloeibaar concentraat



Belangrijkste toepassingsgebied:	Tegen kalkaanslag in stoomgeneratoren van bedpanspoelers
Eigenschappen:	<p>Calligator is een licht zuur glansspoelmiddel met speciale componenten voor een effectieve neutralisatie van de waterhardheid. Door het goede kalkbindende vermogen en de uitstekende bevochtigingseigenschappen wordt de vaat helder gespoeld zonder vlekken en zonder kalkaanslag.</p> <p>Bij reglementair gebruik vormt zich geen kalkaanslag in de stoomgenerator of in de buisleidingen.</p> <p>Calligator kan worden gebruikt met alle waterhardheden.</p>
Toepassing en dosering:	<p>Calligator wordt gebruikt in DISCHER bedpanspoelers. Dosering: 0,5 - 1,5 ml/l, afhankelijk van de waterhardheid via ingebouwde doseerapparaten. Let op de zuurbestendigheid van de doseersystemen en stoomgeneratoren. Dit product is getest en gekeurd voor DISCHER bedpanspoelers.</p> <p>Niet mengen met andere producten.</p> <p>Spoel het doseersysteem inclusief zuigslangen af met water voordat u het product uitwisselt.</p> <p>De verwerking moet met behulp van geschikte procedures worden uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving voor medische hulpmiddelen en de toepasselijke regelgeving.</p> <p>Neem de verwerkingsinformatie van de fabrikant van het medische hulpmiddel in overeenstemming met de eisen van DIN EN ISO 17664 in acht.</p> <p>De gebruiksaanwijzingen van de fabrikanten van reinigings- en desinfectieapparaten moeten in acht worden genomen.</p> <p>Alleen voor commercieel gebruik.</p>
Technische gegevens:	<p>Dichtheid (20 °C): ca. 1,1 g/cm³ pH-bereik (bepaald in gedemineraliseerd water, 20 °C) 0,5 – 1,5 ml/l: 3,4 – 3,1 Viscositeit (concentraat, 20°C): < 50 mPas</p>
Ingrediënten:	<p>Ingrediënten voor reinigingsmiddelen volgens EG-detergentenverordening 648/2004: < 5% polycarboxylaten, tevens: conserveringsmiddelen (methylchloroisothiazolinone/methylisothiazolinone)</p>
CE-markering:	<p> Calligator voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Europese wetgeving op het gebied van medische hulpmiddelen.</p> <p>Indien zich een ernstig incident met dit product voordoet, dient dit te worden gemeld aan de fabrikant en het bevoegd gezag.</p>
Aanwijzingen voor opslag:	<p>Vorstvrij bewaren. Bij de opslag moet een temperatuur tussen 0 en 30 °C worden aangehouden. Onder goede condities kan dit product 3 jaar lang worden bewaard. Te gebruiken tot: zie opdruk op het etiket achter het symbool .</p>
Informatie over gevaren en veiligheidsinstructies:	<p>Veiligheid en milieu vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Gooi de verpakking pas weg als deze helemaal leeg en afgesloten is. Verwijdering van productresten: zie veiligheidsinformatieblad.</p>

Calligator

Speciaal glansspoelmiddel voor gebruik in DISCHER bedpanspoelers
Vloeibaar concentraat



Distributie:

De distributie wordt verzorgd door: DISCHER Technik GmbH, Fuhr 4-6, 42781 Haan-Gruiten, Duitsland, Tel: +49 (0) 2104 2336-0, info@discher.de, www.discher.de

Productie:



Vervaardigd door: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, Duitsland, Tel.: +49 (0)40 7 89 60-0

De informatie in deze brochure is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze ontheffen de gebruiker niet van zijn eigen onderzoeken en experimenten. Hieruit kan geen juridisch bindende zekerheid van bepaalde eigenschappen worden afgeleid.

Per 11/2021